


むきゅうクッションは床ずれ（褥瘡）に次のような方法で対策をしています


むきゅうの対処法		
体圧分散の悪さ	→	体圧移動で改善
湿潤状況	→	すき間で軽減
ずれ力の存在	→	肉厚部で受け止め

むきゅうクッションに座った時の座圧



測定場所：福岡県工業技術センター インテリア研究所

むきゅうクッションによる褥瘡改善実績



むきゅうクッション 4タイプ

体重が
60
kg
までの方

スタンダードタイプ
チルトタイプ車椅子用



34,980 円（税込み、送料別）
防水カバー・装着ベルト付き
サイズ：80×40×10～6 cm

リクライニングタイプ車椅子用



37,180 円（税込み、送料別）
防水カバー・装着ベルト付き
サイズ：80×40×15～6 cm

体重が
60
kg
以上の方

スタンダードタイプ
チルトタイプ車椅子用



38,280 円（税込み、送料別）
防水カバー・装着ベルト付き
サイズ：80×40×11～7 cm

リクライニングタイプ車椅子用



40,480 円（税込み、送料別）
防水カバー・装着ベルト付き
サイズ：80×40×16～7 cm