

お尻が痛いから床ずれお持ちの方々専用


特許
取得

座面

背面

一体型

車いす用クッション



特許第7037786号

意匠第1698268号

商標 6419067号

NEW

床ずれの痛みを何とかしました。

介護保険適用品

むきゅう®(無窮)クッション

※このクッションには車椅子はついていません。

座骨部

尾骨部

仙骨部

円背部

これらの部位
に傷をお持ち
の方におすす
めです。

床ずれ改善率8割!!

※NPUAP分類のステージIとIIにおいて

ご購入いただいた病院・介護施設様に高い評価をいただいている商品です。

むきゅうクッションは2タイプ

スタンダード・チルト用VI型


TAISコード 02122-000003

型番 495

サイズ:80×40×10cm(前方)

6cm(後方)

マテリアル:100%バージンラテックス



リクライニング用V型

TAISコード 02122-000001

型番 500

サイズ:80×40×15cm(前方)

6cm(後方)

マテリアル:100%バージンラテックス



むきゅうクッションの特長

- 車椅子は座面と背面でご利用者を支えています。特に、リクライニング車椅子はそうなります。その構造に合わせた一体型クッションです。
- ご利用者の後背面中央に沿って溝があり、その部分の除圧に有効です。また、湿潤の軽減になります。
- 防水カバー使用のため、失禁対策になります。
- 装着ベルトで車椅子本体にしっかり装着できます。
- 通常のクッションより柔らかい素材ですが、へたりしにくい特性です。
- 汚染時はカバーを清拭してください。次亜塩素酸やアルコール消毒が可能です。本体は天然由来の抗菌力がありますが、本体自体は洗濯や天日干しは不可です。

むきゅうクッションをご使用いただいたお二人の改善経過

A様



使用開始時



2週目



3週目


B様



ご使用開始後、数週間で高い確率で傷の改善がみられます。

※車椅子ご利用の時間の長短や傷の状況などで差があります。

むきゅうクッション座面の体圧分散状況



一般のクッション使用時
尾骨付近にも体圧が
あります。

むきゅうクッション使用時

ここにご注目

※測定場所 福岡県工業技術センター インテリア研究所

尾骨付近に体圧はほぼありません。

時々、車いすの角度を変えることで随分、楽になります。

前滑り(仙骨座り)の方々にお勧めいたします。

※座面と背面4か所に滑り止めあり。

その他のクッション



予防Ⅰ型

サイズ:40×40×(4・5・6・7cm)cm

マテリアル:ラテックス

※このほか、厚さや幅・長さ・形状などオーダーメイド品を、安価に製作いたします。

※おわかりやすくなるため、椅子上で撮影しました。



予防Ⅲ型

サイズ:80×40×4cm

マテリアル:ラテックス



ポジショニング用ソフトクッション



ラテックス九州販売株式会社

〒861-1102 熊本県合志市須屋 167 番地 1

☎096-215-8035

登録番号: T1330001017587

Email: info@latex-kh.jp

URL: <https://latex-kh.jp>